

Lydgiver – en veileder for bruk og innstillinger



Innhold

01	Lydgiver	side 3
	Sender	side 3
	Mottaker/Lydgiver	side 3
	Tekniske data	side 3

01

Lydgiver

Lydgiver til Cognita Klokk

Denne manualen beskriver hvordan du bruker Lydgiver sammen med Cognita Klokk. At den er trådløs vi si at det ikke er nødvendig å trekke kabel mellom sender og mottaker. Istedet benyttes radiobølger som trenger gjennom dører, glass og vegger, men rekkevidden kan variere avhengig av lokale forhold. Oppgitt rekkevidde er 50 meter dersom det er fri sikt mellom mottaker og sender. Test derfor ut før du monterer om du har forbindelse.

Sender

Senderen kobles til Cognita Klokk på klokkas høyre side. Her er det et lite hull, som passer til senderens kontakt. Når alarmer/påminningen på Cognita Klokk aktiveres, vil senderen gi signal om at mottakeren skal pipe. For å teste lydgiveren kan en også trykke på knappen. Fest senderen til veggen med de to vedlagte skruene. Dersom man bytter batteri, pass på at pluss og minus blir plassert riktig.

Mottaker/Lydgiver

Pass på å ha montert batterier i mottaker/ lydgiver. Ta en funksjonstest på valgt plassering før endelig montering gjøres. Ikke plasser mottakeren over varmeovner eller i badrom hvor det er høy fuktighet. Heller ikke i nærheten av elektrisk utstyr som kan gi forstyrrelser, f. eks. radio, TV, mikrobølgeovn o.l. Mottakeren påvirkes av alle typer radiosignaler, men kun riktig frekvens og kode skal kunne detekteres.

Teknisk data

Mål Mottaker: 122mm x 30(70)mm x 66mm - Vekt: 140 gram
Mål Sender: 92mm x 45mm x 20mm - Vekt: 58 gram

Kontakt

Hvis du har kommentarer eller spørsmål i forbindelse med løsningen må du gjerne kontakte oss.

Support

Tlf: 22 12 14 50
support@cognita.no
cognita.no

Besøksadresse

Cognita AS
Oscars Gate 92
0256 Oslo

Postadresse

Cognita AS
Gjerstadveien 396
4993 Sundebru