


# Betjening og montering

Hjelpemidler udviklet for  
å betjene datamaskiner



cognita™

For personer med fysiske udfordringer

# Quha Zono



## Trådløs gyroskopisk mus

- Liten og lett alternativ mus med god presisjon. Veier 23 gram
- Kan festes på brille, hånd, fot eller andre steder på kroppen
- Kompatibel med alle PC og Mac, androide nettbrett og smarttelefoner



### Tilbehør:

- Hodebånd
- Nakkebøyle
- Sento - puff bryter
- Brille

Quha Zono

HMS nr. 196650

**Se flere detaljer på:** → [cognita.no/produkt/quhazono](https://cognita.no/produkt/quhazono)

---

# Trådløs joystickmus



## Styrepinne som gir nøyaktig kontroll over markøren på skjermen

- Trådløs joystickmus som kan monteres på rullestol og brukes på PC
- Knapper for museklikk og inngang for ekstra brytere
- Enheten har en rekkevidde på inntil 3 meter



Trådløs Joystickmus

HMS nr. 069682

**Se flere detaljer på:** → [cognita.no/produkt/joystickmus](https://cognita.no/produkt/joystickmus)

# Jouse



## Alternativ mus for hodestyring

- Stabil og robust løsning
- Justerbar sensitivitet for sug/blås
- Dwell-funksjon med justerbar forsinkelse
- Sug/blås, kan også brukes for å skrive med morsekode
- Bryterinn ganger
- Kobles via USB



Jouse

HMS nr. 155273

Se flere detaljer på: → [cognita.no/produkt/jouse](https://cognita.no/produkt/jouse)

# Quadjoy mus



## Alternativ mus for hodestyring

- Innebygd sug- og blåsfunksjoner for venstre og høyre klikk
- God presisjon
- Plug & play USB



Quadjoy

HMS nr. 061993

Se flere detaljer på: → [cognita.no/produkt/quadjoy](https://cognita.no/produkt/quadjoy)

# SmartNAV



## Alternativ mus for hodestyring

- Et infrarødt kamera som plasseres over skjermen
- Kameraet følger en liten reflekterende prikk som festes på pannen



SmartNAV

HMS nr. 167418

Se flere detaljer på: → [cognita.no/produkt/smartnav](https://cognita.no/produkt/smartnav)

# Øyestyring – myGaze® Assistive 2



## Kamera som gjør det mulig å styre PCen med øynene

- Øyestyringen kan benyttes til kommunikasjon, omgivelseskontroll og generell PC bruk
- Enkelt oppsett og kalibrering
- Presis øyestyring og markørkontroll




MyGaze øyestyring

HMS nr. 230397

Se flere detaljer på: → [cognita.no/produkt/mygaze](https://cognita.no/produkt/mygaze)

# BrainFingers



## PCen betjenes av minimuskelbevegelser via hjernens elektriske signaler

- BrainFingers er laget for personer med komplekse og spesielle betjeningsvansker
- Kan justeres og tilpasses individuelle behov
- Fra bryterliknende integrasjon til muskontroll
- Kan enkelt integreres med Grid 3

Brainfingers

HMS nr. 217238

**Se flere detaljer på:** → [cognita.no/produkt/brainfingers](https://cognita.no/produkt/brainfingers)

# SkjermKontroll



## Ferdige skjermtastaturer for alternativ betjening av Windowsprogrammer

- Kompatibel med alle windowsmaskiner
- Kan kombineres med alle betjeningsløsninger
- Kan individuelt tilpasses



SkjermKontroll

HMS nr. 239412

### Se flere detaljer på:

→ [cognita.no/produkt/skjermkontroll](http://cognita.no/produkt/skjermkontroll)

# SkjermKontroll GridPad



## Windowsmaskin med 11" skjerm, IR- og EasyWave radiosender samt feste for ulike stativløsninger

- SkjermKontroll programvare
- Oppsett for omgivelseskontroll
- Kan kombineres med alle bryterløsninger
- Kan individuelt tilpasses
- Kan også leveres som 13" og 18" skjerm



SkjermKontroll GridPad

HMS nr. 239435

### Se flere detaljer på:

→ [cognita.no/produkt/skjermkontrollgridpad](http://cognita.no/produkt/skjermkontrollgridpad)

# Montering

Løsningen blir ikke komplett uten riktig montering. Valg av montering avhenger av vekt på produktet, betjening, monteringspunkt og fleksibilitet.

Se flere detaljer på: → [cognita.no/produkt/montering](https://cognita.no/produkt/montering)



## Bordstativ

- Rehadapt klemmestativ til bord
- Rehadapt bordstativ
- Manfrotto klemmestativ til iPad
- Daessy bordstativ



## Gulvstativ

- Telelock: låst bredde, kan justeres i høyden
- Variolock: kan justeres både i høyden og bredden



## Veggmontering

- Stativ til Gridpad
- Stativ til iPad



## Rullestol

- Rullestolpakke Standard
- Rullestolpakke Standard Plus: for monteringer over 3,5 kg
- Rullestolfeste Daessy



Send oss bilder av rullestolen, så kan vi gjennom vårt samarbeid med Rehadapt finne en skreddersydd løsning.

## Kontakt

### Kontakt oss

Tlf: 22 12 14 50  
info@cognita.no  
cognita.no

### Besøksadresse

Oscarsgate 92  
0256 Oslo

### Post- og besøksadresse

Cognita AS  
Gjerstadveien 396  
4993 Sundebru